

LiteStar® Akcesoria i materiały eksploatacyjne

Jednorazowe maski anestezyjologiczne.



Zalety

LiteStar

Maska twarzowa anestetyczna LiteStar jest przeznaczona do jednorazowego użytku. Zbliżony do kropli kształt maski zapewnia anatomiczne dopasowanie oraz skuteczne uszczelnienie. Przezroczysty korpus umożliwia ciągłą obserwację stanu pacjenta. Maski w rozmiarach 3–6 dostępne są z kodowanymi kolorowymi końcówkami, które zapewniają stabilne połączenie z układem oddechowym.

System kolorów wzorowany jest na ulicznej sygnalizacji świetlnej i ułatwia identyfikację. Rozmiar mały (3) jest w kolorze czerwonym, średni (4-5) – w żółtawym, a największy (6) – w kolorze zielonym.

Akcesoria do masek

Grupa dodatkowych akcesoriów obejmuje pierścienie i opaski mocujące. Akcesoria te zapewniają większy komfort, prawidłowe mocowanie oraz ułożenie maski. Oferujemy opaski wykonane z trzech różnych materiałów, w rozmiarze małym i dużym. Ich stosowanie gwarantuje miękkie i elastyczne zamocowanie maski.

Informacje zamówieniowe

Produkt	Sztuk w opakowaniu	Numer
Maska anestetyczna LiteStar		
rozmiar 1, noworodek	30	MP01501
rozmiar 2, niemowlę	30	MP01502
rozmiar 3, dziecko	30	MP01503
rozmiar 4, mały dorosły	30	MP01504
rozmiar 5, średni dorosły	30	MP01505
rozmiar 6, duży dorosły	30	MP01506
Opaska silikonowa, wielokrotnego użytku		
mała	1	MP01557
duża	1	MP01558
Opaska z miękkiej tkaniny, jednorazowego użytku		
mała	1	MP01559
duża	1	MP01560
Opaska z miękkiej gumy, jednorazowego użytku		
mała	1	MP01561
duża	1	MP01562
Pierścień mocujący do maski LiteStar		
z końcówką 15 mm (rozmiar 1–2)	30	MP01551
z końcówką 22 mm (rozmiar 3–6)	30	MP01552

Notatki

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

POLSKA
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85 - 655 Bydgoszcz
Tel +48 52 346 14-33 (-34, -35)
Fax +48 52 346 14-37
info.polska@draeger.com

Producent:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt

