

# MTF Tool

## Zestaw do testów MTF


- **Płyta ze stali nierdzewnej:**  
Podstawowe wymiary płyty stalowej to: 120 x 60 x 0,8 [mm]. Obie krawędzie długości 120 mają odchylenia grubości mniejsze niż 50  $\mu\text{m}$
- **Płyta z aluminium:**  
Wymiary płyty aluminiowej są : 200 x 200 x 2 [mm].  
Tolerancja grubości lepsza niż  $\pm 20 \mu\text{m}$

EUREF  
Guidelines  
i protokół  
badania typu



## Przeznaczenie

Zestaw MTF Tool jest przeznaczony do pomiaru rozdzielczości przestrzennej systemów radiologii i mammografii. MTF Tool dostarczane jest z płytą aluminiową.



## Importer do Polski

HIMTECH Norbert Wasilewski ul. Woźwody 8, 02-908 Warszawa  
tel. +48602108829, e-mail: [info.himtech@gmail.com](mailto:info.himtech@gmail.com)

nr. katalogowy **A\_MTFTOOL**

©2015 Artinis Medical Systems wszystkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



[askforinfo@artinis.com](mailto:askforinfo@artinis.com)  
[www.artinis.com](http://www.artinis.com)



+31 (0)481 350 980



Einsteinweg 17  
6662 PW Elst, The Netherlands

**artinis**  
medical systems