

Dygestorium nastołowe PathHood

Nazwa produktu	Numer katalogowy	Model zalecany do laboratoriów:	Wentylatory	Instalacja wentylacyjna / podłączenie do wyciągu kominowego	Filtry
Dygestorium laboratoryjne					
<p>Dygestorium nastołowe PathHood ustawiane bezpośrednio na blacie stołu roboczego; idealne dla laboratoriów o ograniczonej powierzchni. Konstrukcja z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Ochronne szkło po obu stronach dygestorium, o grubości 4 mm. PathHood zawiera zlewozmywak ze stali nierdzewnej z kranikiem, dzięki czemu doskonale nadaje się do barwienia histologicznego i patologicznego materiału. Wymiary: 100 x 60 x 90 cm (długość / głębokość / wysokość). W naszym asortymencie posiadamy następujące 3 modele:</p>					
Model bez wentylatora , podłączany do wyciągu	45-1120-00	z dobrą wentylacją (min 550 m ³ /h + min 200 PA)	bez wentylatora	instalacja jest konieczna	filtr węglowy
Model z wentylatorem , podłączany do wyciągu	45-1130-00	z wentylacją mniejszą niż 550 m ³ /h	wentylator	instalacja jest konieczna	filtr węglowy
Model „bezurowy” , nie wymaga podłączenia do wyciągu – model posiada zintegrowany wentylator wyciągowy	45-1110-00	bez wentylacji lub słaba wentylacja	zintegrowany wentylator	nie jest konieczne	filtr węglowy + filtr wstępny (pre filtr)

Akcesoria do dygestorium PathHood	
Filtr węglowy, pochłaniający opary chemiczne, dymy itp. (filtr wystarcza na ok 6 miesięcy, w zależności od warunków laboratoryjnych oraz częstotliwości jego stosowania)	45-1111-00
Dodatkowa opłata za zamontowanie ciśnieniomierza, który sygnalizuje wymianę filtra / sygnalizatora o stanie filtra	-