

Przedstawiamy ofertę produkowanego przez naszą firmę aparatu do krioterapii miejscowej typu **KRIOSAN K**, dostępnego w dwóch wersjach: **KRIOSAN K 30** ze zbiornikiem o pojemności 32 litrów oraz **KRIOSAN K 50** ze zbiornikiem o pojemności 50 litrów.



PARAMETRY	KRIOSAN K 30	KRIOSAN K 50
Pojemność zbiornika	32 l	50 l
temperatura par azotu na wylocie	od - 150 do -160	od - 150 do -160
Średnie zużycie ciekłego azotu (tryb pracy ciągłej)	0,08 – 0,1 kg/min	
Max. zużycie ciekłego azotu na zabieg średnio 3 min.	0,3 kg.	
Max. ilość zabiegów	ok. 60	ok. 100
Regulacja stopnia intensywności nawiewu	płynna od 50% do 100% co 5%	
Masa aparatu bez ciekłego azotu	28 kg	33kg
Masa aparatu z napełnionym zbiornikiem	54 kg	74 kg
moc	500 W	
napięcie	230 V	
częstotliwość	50 Hz	
klasa odporności i ochrony	I	
wymiary całkowite	60 x 60 x 104 cm	60 x 60 x 115 cm

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również dodatkowe zbiorniki do aparatów KRIOSAN K

PARAMETRY	LAB 30	LAB 50
Pojemność [litry]	32	50
Odparowalność [litry/24 h]	0,22	0,49

 Kriosystem Sp. z o.o.
 Muchoborska 18
 54-424 Wrocław
 T: +48 (71) 349 00 20
 F: +48 (71) 349 00 22
 E: biuro@kriosystem.com.pl

Deutsche Bank nr konta: 97 1910 1048 2785 8590 5128 0001
 NIP 899-02-04-874 / REGON 930535072 / KRS 0000125801





W urządzeniu KRIOSAN zastosowano bardzo nowoczesną jednostkę sterującą oraz kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Duże rozmiary wyświetlacza oraz jego wysoka czytelność ułatwiają wprowadzanie nastaw zabiegu oraz ułatwiają kontrolę przebiegu terapii. Urządzenie posiada wbudowaną bazę najbardziej typowych zabiegów terapeutycznych, ; cechuje się ono bardzo prostą obsługą. Obsługa urządzenia przeprowadzana jest za pomocą przycisków panelu operatorskiego.

Aparat cechuje się prostym i szybkim montażem zbiornika oraz elastyczną lekką linią do nadmuchu suchymi parami azotu.

Czas realizacji zamówienia:

do 21 dni od daty złożenia zamówienia.

Warunki dostawy:

Dostarczając sprzęt osobiście, przywozimy pełen zbiornik azotu i przeprowadzamy szkolenie z zakresu obsługi aparatu KRIOSAN i posługiwania się ciekłym azotem zakończone wystawieniem certyfikatów przeszkolenia.

Warunki płatności:

Do uzgodnienia

Warunki gwarancji:

Udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Z poważaniem

Elżbieta Haladyn

Specjalista ds. sprzedaży

elzbieta.haladyn@kriosystem.com.pl , tel.: 601 711 648

 Kriosystem Sp. z o.o.
Muchoborska 18
54-424 Wrocław

 T: +48 (71) 349 00 20
F: +48 (71) 349 00 22
E: biuro@kriosystem.com.pl

Deutsche Bank nr konta: 97 1910 1048 2785 8590 5128 0001
NIP 899-02-04-874 / REGON 930535072 / KRS 0000125801

