

MYJKA RĘKAWICA DISPOSIN PLUS



OPIS

Myjka do mycia ciała pacjenta. Sucha – bez środka myjącego, do użytku sanitarnego, jednorazowego użytku – gotowa do użycia od razu po wyjęciu z opakowania. Ergonomiczna budowa zapobiega zsunięciu się z ręki w trakcie używania – zwężana w nadgarstku. Zgrzewana termicznie, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta.

SKŁAD

- wykonana z dwóch warstw
- przednia: syntetyczne podkłady watinowe 100% poliester
- tylna: syntetyczne podkłady watinowe 100% poliester

DANE

- wymiary: 24 x 17 cm (+/- 0,5 cm)
- gramatura 100g/m²
- ilość: w opakowaniu pojedynczym 20 szt., w opakowaniu zbiorczym 600 szt.
- numer katalogowy: 0000303
- producent: C.V. Medica / Hiszpania