

MYJKA PROSTOKĄTNA DISPOBANO



OPIS

Myjka do mycia ciała pacjenta. Nasączona mydłem, do użytku sanitarnego, jednorazowego użytku – gotowa do użycia od razu po wyjęciu z opakowania. Uwalnia swoje higieniczne właściwości już przy kontakcie z niewielką ilością wody. Specjalnie zaprojektowana do pielęgnacji i mycia ciała osób, które wymagają szczególnej opieki i uwagi – osoby hospitalizowane, przewlekle chore i leżące .

Myjka dzięki swojej jednorazowości radykalnie zmniejsza jakąkolwiek możliwość rozprzestrzeniania się infekcji, zapewniając jednocześnie efektywną higienę w wygodny i bezpieczny dla pacjenta sposób.

SKŁAD

- gąbka: podkłady watinowe
- środek myjący o neutralnym pH 5.5

DANE

- wymiary: 20 x 12 cm
- wykonana z włókniny 100g/m²
- ilość: w opakowaniu pojedynczym 24 szt., w opakowaniu zbiorczym 2400 szt.
- numer katalogowy: 0000100L
- producent: C.V. Medica / Hiszpania