

# SZCZOTECZKA DISPOMEDIC SCRUB Z CHLORHEKSYDYNĄ



## OPIS

Jednorazowa szczoteczka Dispomedic Scrub z chlorheksydyną jest idealnym produktem do chirurgicznego mycia rąk i dezynfekcji – zachowanie odpowiednich środków ostrożności i higieny przed operacją pacjenta oraz w strefach o wysokim stopniu ryzyka i bakterii. Anatomiczny kształt i odpowiednia elastyczność zapewnia większy komfort stosowania. Używać tylko do nienaruszonej skóry.

Opakowanie zawierające 30 sztuk szczoteczek może służyć, jako wygodny dyspenser / dozownik na bloku operacyjnym. Można je przymocować do ściany lub ustawić bezpośrednio na blacie.

## SKŁAD

- miękkie włosie: polietylen
- gąbka: 100% pianka poliuretanowa
- środek antyseptyczny: nasączona 4% roztworem glukonianu chlorheksydyny
- komplet z pilniczkiem

## DANE

- wymiary: 80 x 50 x 40 mm (+/- 2,5mm)
- ilość: w opakowaniu pojedynczym 30 szt., w opakowaniu zbiorczym 450 szt.
- numer katalogowy: 0030220H
- producent: C.V. Medica / Hiszpania