


## SZAFY DO SUSZENIA I PRZECHOWYWANIA



### Szafy suszące

- Efektywne suszenie narzędzi chirurgicznych, elementów anestetycznych, koców czy bielizny.
- Kolorowy wyświetlacz LCD z panelem dotykowym.
- Możliwość ustawienia temperatury suszenia od 50°C do 90°C oraz czasu suszenia w zakresie 1-999 minut.
- Czujnik otwarcia drzwi – przerwanie cyklu w dowolnym momencie.
- Odzysk ciepła dla zwiększenia efektywności suszenia oraz oszczędności energii.
- Filtr HEPA dla zachowania najwyższych parametrów czystości powietrza.
- Obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, podwójna szyba z hartowanego szkła.





#### Szafy suszące do endoskopów

- Efektywne suszenie narzędzi chirurgicznych, elementów anestetycznych, koców czy bielizny.
- 3 wymienne panele pionowe na prowadnicach ze stali nierdzewnej.
- Możliwość suszenia do 12 endoskopów (Pentax, Fuji, Olympus).
- Energooszczędne oświetlenie LED.
- Filtr HEPA dla zachowania najwyższych parametrów czystości powietrza.
- Obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, podwójna szyba z hartowanego szkła.
- Port USB do programowania i RS232 do podłączenia z siecią zewnętrzną.
- System pozwalający na dokładne śledzenie procesu: nazwisko operatora, data i godzina rozpoczęcia i zakończenia, parametry.

