



Accurate and reliable
Infusione costante dall'inizio alla fine
Nieprzerwana infuzja ciągła od początku do końca.

In addition to the benefits offered by ambulatory infusion pumps, the Paragon System offers a precise and patented springs mechanism that guarantees an accurate and precise flow rate, from the beginning to the end.


Oltre ai vantaggi offerti dagli infusori ambulatoriali, il Sistema Paragon utilizza meccanismo preciso e brevettato con molle che garantisce un'infusione costante dall'inizio alla fine.

Poza korzyściami oferowanymi przez infuzory ambulatoryjne, System Paragon używa precyzyjnego i opatentowanego mechanizmu sprężynowego, który gwarantuje nieprzerwaną infuzję od początku do końca.

Paragon components

Componenti Paragon

Komponenty i działanie



Most common protocols using **Saline Solution 0.9%** as a diluent
Protocollo utilizzando soluzione salina 0,9% come diluente
Stosując roztwór płynu fizjologicznego 0,9% jako

Infusion time (h/d)* <i>Tempo d'infusione</i> <i>Czas infuzji</i>	Flow Rate <i>Tassa d'infusione</i> <i>Prędkość infuzji</i>	Final volume <i>Volume finale</i> <i>Objętość ostateczna</i>
24 h/ 1d	4 mL/h	101 mL
44 h/ 2d	2 mL/h	93 mL
46 h/ 2d	2 mL/h	97 mL
48 h/ 2d	2 mL/h	101 mL
72 h/ 3d	0,5 mL/h	41 mL
	1 mL/h	77 mL
120 h/ 5d	0,5 mL/h	65 mL
168 h/ 7d	0,5 mL/h	89 mL

Most common protocols using **5% dextrose** as a diluent
Protocollo utilizzando siero glucosio 5% come diluente
Używając roztworu dekstrozy 5% jako rozcieńczalnika

Infusion time (h/d)* <i>Tempo d'infusione</i> <i>Czas infuzji</i>	Flow Rate <i>Tassa d'infusione</i> <i>Prędkość infuzji</i>	Final volume <i>Volume finale</i> <i>Objętość ostateczna</i>
24 h/ 1d	4 mL/h	91,4 mL
44 h/ 2d	2 mL/h	84,2 mL
46 h/ 2d	2 mL/h	87,8 mL
48 h/ 2d	2 mL/h	91,4 mL
72 h/ 3d	0,5 mL/h	37,4 mL
	1 mL/h	69,8 mL
120 h/ 5d	0,5 mL/h	59 mL
168 h/ 7d	0,5 mL/h	80,6 mL

*h= hours/ore/godziny
d= day/giorno/días



MEDI SYSTEM

Importer and distributor:
www.e-mediasystem.pl



Manufacturer:

BMR Medical Ltda.
Rod. Regis Bitencourt (BR 116) nº 1440, Km 1,4
Campina Grande do Sul | PR
CNPJ 07.213.544/0001-80
Telefone +55 (41) 3093-3900
www.bmrmedical.com.br
Made in Brazil



Obelis S.A
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2. 732.59.54
E-mail: mail@obelis.net