

FAMED
Żywiec

Member of REINSBERG® GROUP

od 1947 roku produkujemy
sprzęt medyczny najwyższej jakości.

STOLIKI I SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE

katalog produktów

Produkty zostały wykonane z materiałów o właściwościach antybakteryjnych.





Famed Żywiec to czołowy, europejski producent wysokiej klasy sprzętu medycznego. Od ponad 75 lat dostarczamy do placówek medycznych tysiące egzemplarzy najwyższej jakości stołów operacyjnych, łóżek szpitalnych i porodowych czy foteli zabiegowych. Z wyrobów naszej firmy korzystają lekarze w Polsce i w ponad 120 krajach świata.

Wyróżnia nas wykwalifikowana kadra, szerokie portfolio produktów, nowoczesny park maszynowy oraz unikalne rozwiązania technologiczne stosowane w produkcji. Jako jedna z pierwszych firm na świecie wprowadziliśmy karbon do produkcji stołów operacyjnych. Posiadamy w swojej ofercie również najbezpieczniejszy na świecie stół do obrazowania medycznego.

Naszą misją jest ułatwianie pracy personelu medycznego i zwiększanie komfortu pacjenta podczas pobytu w szpitalu. Innowacyjne projekty i dążenie do niezawodności naszych produktów bezpośrednio przyczyniają się do poprawy jakości opieki medycznej w Polsce i na świecie.

Prezes Famed Żywiec

Marek Suczyk

FAMED
Żywiec

Member of REINSBERG® GROUP

STOLIKI I SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE

SPIS TREŚCI

1. SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE

Famed SP.02.0
Dwustronna, stalowa szafka do przechowywania rzeczy osobistych pacjenta z wysuwanym, regulowanym blatem.

Famed SP.02.2
Prosta szafka do przechowywania rzeczy osobistych pacjenta z półką na butelki.

Famed **SP.02.0**

Bardzo wytrzymała szafka do przechowywania rzeczy osobistych pacjenta z wysuwanym blatem z możliwością regulacji kątowej. Regulacja wysokości blatu i kąta jego nachylenia pozwala dostosować położenie blatu do pozycji pacjenta na łóżku.

KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE

Ten model szafki szpitalnej został wykonany z profili stalowych i ocynkowanej blachy stalowej, które stanowią idealne połączenie z tworzywowymi blatami. Szufladę wyposażyliśmy w dwukomorowy wkład z tworzywa, a skrzynkę szafki w dodatkową półkę na przedmioty osobiste pacjenta. Ergonomiczne koła ułatwiają ustawienie szafki na sali szpitalnej, a intuicyjna blokada w dwóch kołach zapewnia stabilność i zapobiega przed przypadkową zmianą pozycji.

OPCJE REGULACJI

Drzwiczki zamontowane po obu stronach szafki oraz dwustronna szuflada pozwalają na ustawienie szafki zarówno po lewej, jak i po prawej stronie łóżka. Dodatkowy, wysuwany blat boczny z regulacją wysokości i kąta nachylenia pozwala w łatwy i szybki sposób dostosować jego ułożenie do pozycji pacjenta na łóżku.

ZASTOSOWANIE

Może być stosowana zarówno w salach szpitalnych, jak i domach opieki czy domu pacjenta. Szuflada i zamykana szafka umożliwia przechowywanie niezbędnych rzeczy pacjenta, a regulowany stolik może służyć do spożywania posiłków lub jako podstawka na laptopa czy notatnik. Najniższa półka posiada otwory wentylacyjne i może służyć do przechowywania obuwia.



Szerokość 510 mm | **Głębokość** 390 mm | **Wysokość szafki** 880 mm | **Kąt przechyłu blatu** +/- 30° | **Długość blatu bocznego** 580 mm
Szerokość blatu bocznego 340 mm | **Wysokość blatu bocznego** 765-1010 mm | **Waga** 24 kg

OPCJE REGULACJI:



REGULACJA WYSOKOŚCI

Szafka posiada dodatkowy blat boczny z regulacją wysokości i kąta nachylenia. Blat jest bardzo stabilny, a jego pozycje można w szybki i łatwy sposób zmieniać tak, aby dostosować go do wysokości łóżka oraz wymagań pacjenta. Wystarczy pociągnąć do góry czarny uchwyt, aby w płynny sposób regulować pozycje. Jeżeli nie używamy blatu możemy go w prosty sposób złożyć - blat schowa się do bocznej ścianki szafki.



REGULACJA KĄTA NACHYLENIA

Blat boczny oprócz regulacji wysokości posiada również regulację kąta nachylenia. Za pomocą czerwonego guzika w prosty sposób zmieniamy jego ułożenie w zależności od potrzeb pacjenta. Dzięki temu możemy go używać do spożywania posiłków czy jako podstawka na laptop, notatnik, czy książkę do czytania.



ZMIANA STRONY

Drzwiczki zamontowane po dwóch stronach szafki pozwalają na dostęp do zamkniętych w środku rzeczy niezależnie od tego czy szafka jest ustawiona po prawej, czy lewej stronie łóżka. Podobne rozwiązanie zastosowano przy projektowaniu szuflady, która może być wysuwana z dwóch stron, a specjalna blokada zintegrowana z konstrukcją zapobiega jej przypadkowemu wypadnięciu.



Guzik i dźwignia do regulacji pozycji stolika.



Unieś dźwignię i ustaw blat w wymaganej pozycji



Unieś guzik blokady regulacji nachylenia kątowego blatu i ustaw go w odpowiedniej pozycji.

Famed **SP.02.2**

Prosta szafka szpitalna służąca do przechowywania rzeczy pacjenta. Dodatkowe miejsce na butelki lub inne przedmioty w ściance bocznej szafki zapewnia jeszcze większą swobodę przechowywania. Duża skrzynia z otworami wentylacyjnymi i dodatkową półką oraz pojemna szuflada, pozwolą utrzymać porządek w przedmiotach osobistych pacjenta.

KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE

Ten model szafki szpitalnej został wykonany z profili stalowych i ocynkowanej blachy stalowej, które stanowią idealne połączenie z tworzywowym blatem. Szufladę wyposażyliśmy w dwukomorowy wkład z tworzywa ABS, a skrzynkę szafki w dodatkową półkę na przedmioty osobiste pacjenta. Ergonomiczne koła ułatwiają ustawienie szafki na sali szpitalnej, a blokada w dwóch kołach zapewnia stabilność i zapobiega przed przypadkową zmianą pozycji.

OPCJE REGULACJI

Drzwiczki zamontowane po obu stronach szafki oraz dwustronna szuflada pozwalają na ustawienie szafki zarówno po lewej, jak i po prawej stronie łóżka.

ZASTOSOWANIE

Może być stosowana zarówno w salach szpitalnych, jak i domach opieki czy domu pacjenta. Szuflada i zamykana szafka umożliwiają przechowywanie niezbędnych rzeczy pacjenta, a półka z tworzywa ABS w zewnętrznej ściance szafki może służyć do przechowywania butelek lub przedmiotów, które pacjent potrzebuje mieć pod ręką.



Szerokość 510 mm | **Głębokość** 390 mm | **Wysokość** 880 mm | **Waga** 24 kg

PORÓWNANIE DANYCH TECHNICZNYCH

Nazwa	wysokość	szerokość	głębokość/ długość	waga	materiał	inne parametry
SP.02.0	880 mm (szafka) 765-1010 mm (blat)	390 mm	510 mm	24 kg	stal	blat boczny: 580x340 mm, 30°
SP.02.2	880 mm	390 mm	510 mm	24 kg	stal	-

OPCJE PERSONALIZACJI

Masz możliwość spersonalizowania swoich szafek wybierając kolor ich frontów z naszej bazy kolorów.*

Standardowe kolory szafek:

RAL 5002 **RAL 5024** **RAL 6027** **RAL 1015**



DODATKOWE AKCESORIA

- Kosz na butelki - WT-06**
- Uchwyt z haczykami na ręcznik - WT-07**

* Zastrzegamy, że kolory widoczne na zdjęciach mogą się minimalnie różnić od kolorów rzeczywistych, czego przyczyną jest różnica w jasności ekranów wyświetlających obraz oraz różnice w wydruku katalogów produktowych.
** Dodatkowe akcesoria dostępne są w szafkach SP-02.0 oraz SP-02.2.



pSilver™

Wszystkie elementy z tworzywa ABS wykonano przy użyciu technologii **pSilver™**. Prefabrykat z nanocząsteczkami srebra, którego używamy w procesie formowania, zapewnia skuteczną ochronę bakteriostatyczną. Użycie technologii **pSilver™** w miejscach, których pacjent dotyka najczęściej, ogranicza rozmnażanie się groźnych bakterii, grzybów czy wirusów. **pSilver™** to także proces obróbki elementów tworzywowych, zapewniający gładką powierzchnię, której faktura utrudnia gromadzenie zanieczyszczeń.

FAMED
Żywiec

Member of REINSBERG GROUP

Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Polska

Sekretariat:
tel.: +48 33 866 62 00
sekretariat@famed.com.pl

Sprzedaż:
tel.: +48 33 866 63 75
sprzedaz@famed.com.pl

www.famed.com.pl



TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
EN ISO 13485:2016
+AC:2018+A11:2021
www.tuv.com
ID 9000037697

EU Made in POLAND

UNEP IE CLEANER PRODUCTION FRAMEWORK
CZYSTSZA PRODUKCJA

Edycja 270/2026/10/5. Famed Żywiec zastrzega możliwość modyfikacji wyrobu i specyfikacji w ramach postępu technicznego. Wszystkie ilustracje i zdjęcia wykorzystane w tym materiale, są użyte tylko w celach pokazowych i mogą nie oddawać gotowego produktu. Osoby widoczne na zdjęciach nie są profesjonalistami wykonującymi zawody medyczne. To modelki. Sprzęt przedstawiony w katalogu przeznaczony jest do użytkowania w placówkach służby zdrowia przez uprawnione osoby po wcześniejszym zapoznaniu się z instrukcją obsługi.