FAMED
Żywiec

Member of REINSBERG® GROUP



СТОЛИКИ И ПРИКРОВАТНЫЕ ТУМБОЧКИ

каталог продуктов

Изделия изготовлены из материалов с антибактериальными свойствами.





Famed Żywiec - ведущий европейский производитель высококлассного медицинского оборудования. Более 75 лет мы поставляем в медицинские учреждения тысячи экземпляров высококачественных операционных столов, больничных и родовых кроватей, а также процедурных кресел. Наши изделия используются врачами в Польше и в более чем 120 странах мира. Нас отличает квалифицированный персонал, широкий ассортимент продукции, современный парк оборудования и уникальные технологические решения, применяемые в производстве. Как одна из первых компаний в мире, мы внедрили карбон в производство операционных столов. В нашем ассортименте также имеется самый безопасный в мире стол для визуализации. Наша миссия - облегчение работы медицинского персонала и повышение комфорта пациентов во время пребывания в больнице. Инновационные проекты и стремление к надежности наших продуктов непосредственно способствуют улучшению качества медицинской помощи в Польше и по всему миру.

Президент Famed Żywiec

Marek Suczyk

FAMED
Żywiec

Member of REINSBERG® GROUP

СТОЛИКИ И ПРИКРОВАТНЫЕ ТУМБОЧКИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРИКРОВАТНЫЕ ТУМБОЧКИ

Famed SP.02.0
Двусторонняя, стальная тумбочка для хранения личных вещей пациента с выдвижным, регулируемым столиком.

Famed SP.02.2
Простая тумбочка для хранения личных вещей пациента с полкой для бутылок.

Famed **SP.02.0**

Очень прочная тумбочка для хранения личных вещей пациента с выдвижным столиком и возможностью регулировки угла наклона. Регулировка высоты и угла наклона столика позволяет настроить его положение в соответствии с положением пациента на кровати.

КОНСТРУКЦИЯ И ОТДЕЛКА

Данная модель больничной тумбочки изготовлена из стальных профилей и оцинкованной стальной листовой стали, которые образуют идеальное сочетание с пластиковыми столешницами. Выдвижные шуфляды оснащены двухкамерной вставкой из пластика, а на верхней части тумбочки установлена дополнительная полка для личных предметов пациента. Эргономичные колеса облегчают перемещение тумбочки по госпитальной палате, а интуитивная блокировка на двух колесах обеспечивает стабильность и предотвращает случайное изменение положения.

ОПЦИИ РЕГУЛИРОВКИ

Дверцы, установленные с обеих сторон тумбочки, а также двусторонняя выдвижная шуфляда позволяют разместить шкаф как с левой, так и с правой стороны кровати. Дополнительно выдвижной боковой столик с возможностью регулировки высоты и угла наклона позволяет легко и быстро настроить его положение в соответствии с положением пациента на кровати.

ПРИМЕНЕНИЕ

Может использоваться как в госпитальных палатах, так и в домах престарелых или у пациента дома. Выдвижная шуфляда и закрывающаяся тумбочка позволяют хранить необходимые вещи пациента, а регулируемый столик может использоваться для приема пищи или в качестве подставки для ноутбука или блокнота. На самой нижней полке есть вентиляционные отверстия и она может использоваться для хранения обуви.



Ширина 510 мм | **Глубина** 390 мм | **Высота тумбочки** 880 мм | **Угол наклона столешницы** +/- 30° | **Длина боковой столешницы** 580 мм
Ширина боковой столешницы 340 мм | **Высота боковой столешницы** 765-1010 мм | **Вес** 24 кг

ОПЦИИ РЕГУЛИРОВКИ::



РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

Тумбочка имеет дополнительную боковую столешницу с регулировкой высоты и угла наклона. Столешница очень устойчива, и ее положение можно легко и быстро изменять, чтобы адаптировать ее под высоту кровати и требования пациента. Достаточно поднять черную ручку вверх, чтобы плавно регулировать положение. Если столешница не используется, ее можно легко сложить - она будет скрыта в боковой стенке тумбочки.



РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА

Боковая столешница, помимо регулировки высоты, также имеет регулировку угла наклона. С помощью красной кнопки мы легко изменяем ее положение в зависимости от потребностей пациента. Благодаря этому мы можем использовать ее для приема пищи или в качестве подставки для ноутбука, блокнота или книги для чтения.



ИЗМЕНЕНИЕ СТОРОНЫ

Дверцы, установленные по обеим сторонам тумбочки, позволяют получить доступ к вещам внутри, независимо от того, расположена ли тумбочка справа или слева от кровати. Подобное решение использовано и для шуфляды, которая может выдвигаться с двух сторон, а специальная блокировка, интегрированная в конструкцию, предотвращает случайное выпадение шуфляды.



Кнопка и рычаг для регулировки положения столика.



Поднимите рычаг и установите столешницу в нужное положение.



Поднимите кнопку блокировки регулировки угла наклона столешницы и установите ее в нужное положение.

Famed **SP.02.2**

Простая госпитальная тумбочка, предназначенная для хранения вещей пациента. Дополнительное место на боковой стенке тумбочки для бутылок или других предметов обеспечивает еще большую свободу хранения. Большая шуфляда с вентиляционными отверстиями и дополнительной полкой, а также вместительная выдвижная шуфляда помогут поддерживать порядок в личных вещах пациента.

КОНСТРУКЦИЯ И ОТДЕЛКА

Эта модель медицинской тумбочки выполнена из стальных профилей и оцинкованной стальной пластины, которые образуют идеальное сочетание с пластиковой столешницей. Шуфляда оснащена двухкамерным вкладышем из пластика ABS, а корпус тумбочки имеет дополнительную полку для личных вещей пациента. Эргономичные колеса облегчают передвижение тумбочки по больничной палате, а блокировка на двух колесах обеспечивает стабильность и предотвращает случайное изменение положения.

ОПЦИИ РЕГУЛИРОВКИ

Дверцы установлены с обеих сторон тумбочки, а также двухсторонняя шуфляда позволяют разместить шкафчик как слева, так и справа от кровати.

ПРИМЕНЕНИЕ

Она может использоваться как в больничных палатах, так и в домах престарелых или у пациента дома. Шуфляда и закрывающаяся тумбочка позволяют хранить необходимые вещи пациента, а полка из пластика ABS на внешней стенке шкафчика может использоваться для хранения бутылок или предметов, которые пациенту необходимо иметь под рукой.



Ширина 510 мм | **Глубина** 390 мм | **Высота** 880 мм | **Вес** 24 кг

СРАВНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Название	высота	ширина	глубина / длина	вес	материал	другие параметры
SP.02.0	880 мм (тумбочка) 765-1010 мм (столешница)	390 мм	510 мм	24 кг	сталь	боковой столик: 580x340 мм, 30°
SP.02.2	880 мм	390 мм	510 мм	24 кг	сталь	-

ОПЦИИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ

У вас есть возможность персонализировать тумбочки, выбирая цвета их фасадов из нашей цветовой палитры.*

Стандартные цвета тумбочек:

RAL 5002

RAL 5024

RAL 6027

RAL 1015



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Корзина для бутылок - WT-06**
- Держатель с крючками для полотенца - WT-07**

* Обратите внимание, что цвета, отображаемые на фотографиях, могут незначительно отличаться от реальных цветов из-за различий в яркости экранов и различий в печати каталогов продукции.
** Дополнительные аксессуары доступны для шкафов SP-02.0 и SP-02.2.



pSilver™

Все элементы из материала ABS были изготовлены с использованием технологии pSilver™. Препарат с наночастицами серебра, который мы используем в процессе формирования, обеспечивает эффективную бактериостатическую защиту. Применение технологии pSilver™ на местах, которые пациент чаще всего касается, ограничивает размножение опасных бактерий, грибков и вирусов. pSilver™ также представляет собой процесс обработки элементов из пластмассы, обеспечивающий гладкую поверхность, текстура которой затрудняет накопление загрязнений.

FAMED
Żywiec

Member of REINSBERG GROUP

Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Poland

Бюро:
tel.: +48 33 866 62 00
fax: +48 33 475 58 90
sekretariat@famed.com.pl

Отдел продаж:
tel.: +48 33 866 63 75
export@famed.com.pl

www.famed.com.pl



TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
EN ISO 13485:2016
+AC:2018+A11:2021
www.tuv.com
ID 9000037697

EU Made in POLAND

UNEP IE CLEANER PRODUCTION FRAMEWORK
CZYSTSZA PRODUKCJA

Edycja 277/2026/10/5. Famed Żywiec оставляет за собой право вносить изменения в изделие и его спецификацию в соответствии с техническим прогрессом. Все иллюстрации и фотографии, использованные в данном материале, предназначены только для демонстрационных целей и могут не отражать окончательный продукт. Лица, изображенные на фотографиях, не являются профессионалами в медицинской области. Это модели. Оборудование, представленное в каталоге, предназначено для использования в медицинских учреждениях уполномоченными лицами после ознакомления с инструкцией по эксплуатации.